

# DENMAT IMPRESSIONS

## КОГДА ВАЖНА КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ

Гидрофильный VPS материал, на который можно рассчитывать

Splash! – это слепочный материал для практикующего врача, требованиями которого являются надёжность и полезность VPS слепочного материала.

Особенности Splash! – отличное скользкое свойство, исключительная прочность и аромат лесной ягоды, который полюбят ваши пациенты.

Есть в наличии 2 временные установки, 5 высококонтрастных вязкостей и 4 метода передачи.

Splash! – это супергидрофильный слепочный материал для каждого оборудования и каждого слепка.

Ценность каждого дня наравне с бесценной надёжностью

«Мы использовали Splash! годами и пришли к выводу, что он систематически точный, даже при слепке зубной дуги.» Cheryln G. Sheet, DDS

Крайняя степень гидрофильности

Повышение гидрофильности (28.6 краевой угол) означает более точную заливку.



**STO-MAT**

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИСТРИБЬЮТОР

**LUMINEERS®**  
BY CERINATE®

www.russian-lumineers.ru  
www.sto-mat.ru

e-mail: info@sto-mat.ru  
тел: +7 (926) 774 29 15  
тел: +7 (967) 140 39 84



### Splash! FatPak Intro Kit

(Установочное время 4:30)  
Содержимое: (1) 300 мл основы, (1) 62 мл катализатора, 1 вставной корпус, 10 динамических миксеров.

Продукт	Аромат	Артикул
Средний	Лесная ягода	SPD1532
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1531

### Splash! FatPak Putty Jars

Содержимое: (1) 250 мл базового материала, (1) 250 мл катализатора, ложки для смешивания.

Продукт	Установочное время (мин;сек)	Артикул
Обычный	5:30	SPD1212
Частичный	2:45	SPD1235

### Splash! 20-Pack

(Установочное время 4:30)  
Содержимое: (20) 48 мл трубка, смешивающая канюля для шприца

Продукт	Аромат	Артикул
Средний/Однофазный	Лесная ягода	SPD1589
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1590

### Splash! 8-Pack

(Установочное время 4:30)  
Содержимое: (8) 48 мл трубка

Продукт	Аромат	Артикул
Экстра легкий	Лесная ягода	SPD1587
Легкий	Лесная ягода	SPD1588

### Splash! 2-Pack

(Установочное время 4:30)  
Содержимое: (2) 48 мл трубка, смешивающая канюля для шприца

Продукт	Аромат	Артикул
Экстра легкий	Лесная ягода	SPD1208
Легкий	Лесная ягода	SPD1209
Средний/Однофазный	Лесная ягода	SPD1210
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1211

### Splash! FatPak Refill Kit

(Установочное время 4:30)  
Содержимое: (1) 300 мл основы, (1) 62 мл катализатора, 10 динамических миксеров.

Продукт	Аромат	Артикул
Средний	Лесная ягода	SPD1530
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1529

### Splash! Putty Paks

Содержимое: (12) 18 мл упаковка

Продукт	Установочное время (мин;сек)	Артикул
Обычный	5:30	SPD1219
Частичный	2:45	SPD1237

### Splash! 20-Pack

Частичный блок  
(Установочное время 2:15)  
Содержимое: (20) 48 мл трубка,

Продукт	Аромат	Артикул
Средний/Однофазный	Лесная ягода	SPD1593
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1594

### Splash! 8-Pack

Частичный блок  
(Установочное время 2:15)  
Содержимое: (8) 48 мл трубка

Продукт	Аромат	Артикул
Экстра легкий	Лесная ягода	SPD1591
Легкий	Лесная ягода	SPD1592

### Splash! 2-Pack

Частичный блок  
(Установочное время 2:15)  
Содержимое: (2) 48 мл трубка, смешивающая канюля для шприца.

Продукт	Аромат	Артикул
Экстра легкий	Лесная ягода	SPD1230
Легкий	Лесная ягода	SPD1231
Средний/Однофазный	Лесная ягода	SPD1232
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1233

## Во власти деталей

Детальное воспроизведение и влагоёмкое вытеснение первый раз...и навсегда

**Precision (Точность)** — это высококачественный слепочный VPS материал с чудесным воспроизведением деталей, который идеально подходит для самых проницательных врачей. Это революционная формула вытесняет влагу лучше, чем другие VPS материалы, создавая точную грань даже в наиболее затруднительных ситуациях.

Компоненты Precision — это термически активированный гибкий комплект, который устанавливается внутри ротовой полости с ароматом лесной ягоды, который полюбают ваши пациенты.

Доступно 5 высококонтрастных цветовых гамм и 4 метода передачи, включая благоприятную окружающей среде опцию FatPak, для автоматических механизмов. Теперь, с помощью 1 слепка Precision, вы можете изготовить идеально соответствующие коронки зубов.

Precision блок (Установочное время 2:45- 3:45) Содержимое: (2) 48 мл трубка		
Продукт	Аромат	Артикул
Экстра легкий	Лесная ягода	SPD1508
Легкий	Лесная ягода	SPD1509
Средний/Однофазный	Лесная ягода	SPD1510
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1511

Precision FatPak Intro Kit (Установочное время 2:45- 3:45) Содержимое: (1) 300 мл основы, (1) 62 мл катализатора, 1 вставной корпус, 10 динамических миксеров.		
Продукт	Аромат	Артикул
Средний	Лесная ягода	SPD1536
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1535

Precision FatPak Refill Kit (Установочное время 2:45- 3:45)		
Продукт	Аромат	Артикул
Средний	Лесная ягода	SPD1534
Тяжелый	Лесная ягода	SPD1533

Precision Putty Jars (Установочное время 2:45- 3:45) Содержимое: (2) 250 мл базового материала, (1) 250 мл катализатора, ложки для смешивания		
Продукт	Аромат	Артикул
Обычный	Лесная ягода	SPD1517

Precision Putty Jars (Установочное время 2:45- 3:45) Содержимое: (12) 18 мл упаковка		
Продукт	Аромат	Артикул
Обычный	Лесная ягода	SPD1514

Лучший из лучших VPS материал способствует наилучшему уходу за пациентами.



Традиционному слепочному материалу не удается достичь полного вытеснения влаги.

Традиционный слепочный материал — влага, попавшая вокруг зуба.

Гидрокинетика в действии: поиск и отталкивание влаги.

Внутриротовая насадка, препарируемый зуб, слепочный материал Precision, влага, попавшая вокруг зуба.

precision  
Inclusion-Resisting for highly-detailed impressions

## Стабильность, точность и стойкость..... все, что вам нужно для фиксации прикуса



DenMat предлагает полный ассортимент VPS материалов для фиксации прикуса, который гарантирует точность и удовлетворит все ваши процессуальные потребности. Легкие при выдавливании и обработке, эти материалы используют для закрытой, открытой и двойной фиксации прикуса. Независимо от ваших предпочтений и умений, DenMat точно удовлетворит каждого врача своим продуктом.

Продукт и его преимущества	Установочное время (мин, сек)	Прочность (шкала Шора)	Артикул
<b>Vanilla Bite</b> - консистенция мусса (пенки); - стойкость; - быстрая установка;- идеален для 1-2 системных блоков; - крайне точный и стабильный по размерам.	0:55	Shore A 90	SPD1105
<b>Chocolate Bite</b> - более медленное время установки;- идеальное определение зубной дуги и челюстей; - возможность продолжения работы.	1:30	Shore A 90	SPD1186
<b>Clear Bite</b> - прозрачный; - идеален для временных веществ; - возможность прохождения света во время лечения; - отличная видимость незаполненных участков и пузырьков (воздуха);	2:30	Shore A 63	SPD1104
<b>Mega Bite ( )</b> - исключительная точность; - крайне устойчивый VPS материал для фиксации прикуса; - идеален для центральной окклюзии и соотношения челюстей; - минимизирует окклюзионный контакт зубов.	0:55	Shore D > 40	SPD1370

Содержание: (2) 48 мл трубка, смешивающая канюля для шприца.

«Материалы для фиксации прикуса Bite наиболее важны, чем когда-либо. Я искренне надеюсь, что этот материал, которым я пользуюсь, должен быть многоплановым. Мне нужен этот материал, который, безусловно, точный, но устанавливается как можно быстрее, легкий в работе и у меня есть возможность все рассматривать, когда пользуюсь системой CAD/CAM. Пенообразная структура и аромат Vanilla Bite, который полюбают мои пациенты, дают мне всё и даже больше». Chris Pescatore, DMD.

## Наш превосходный ассортимент, отмеченный наградами - отличные ложки для изготовления слепков при любой операции

**PERFECT tray** — наша линия кристально-чистых акриловых ложек для изготовления слепка различных размеров каждому пациенту. PERFECT tray — это супер устойчивые ложки с эргономическими ручками, опорами для пальцев для проникновения в высококачественный материал. С 9 разными опциями, различными размерами и формами, вы обязательно найдёте отличный вариант для изготовления слепка при любой операции.

Безупречно точные результаты для самых требовательных врачей.

Продукт	Артикул
№1 Large Upper (Большая верхняя)	SPD1400
№2 Large Lower (Большая нижняя)	SPD1401
№3 Medium Upper (Средняя верхняя)	SPD1402
№4 Medium Lower (Средняя нижняя)	SPD1403
№5 Small Upper (Маленькая верхняя)	SPD1404
№6 Small Lower (Маленькая нижняя)	SPD1405
№7 Quad. Upper R/ Lower L (Квадратная верхняя R/нижняя L)	SPD1406
№8 Quad. Upper L/ Lower R (Квадратная верхняя L/нижняя R)	SPD1407
№9 Anterior (Передняя)	SPD1408

Содержимое: 20 ложек в упаковке



С помощью фиксации высококачественного материала и широкого выбора размеров и форм можно подобрать подходящий каждому пациенту вариант для всех ваших потребностей.

## Гибридная технология для супер устойчивой ложки для изготовления слепка и потрясающей точности

The GRIPPER

Суперустойчивый дизайн Gripper идеален для всех областей применения слепка VPS. Для дополнительной точности, постериальная, задняя дуговая и оттискная ложка представляют собой уникальный растворимый материал полимеризации для предельной устойчивости и комфорта пациента.

Каждая ручка имеет матовую поверхность для написания и удобной идентификации пациента, регистрации даты, полезной не только в практике, но и лаборатории.

Защитные ложки для слепка просты в использовании и обеспечивают исключительные результаты. Есть в наличии двойные слепочные ложки (передняя, дуговая, большая дуговая, ¾ дуги, постериальная), каждая из которых представляет собой большую ручку для лучшего расположения, устойчивости боковых стен и тонкой линии отверстия для ожидаемой точности слепка.

Получить первоклассные ощущения теперь проще, чем когда-либо.

Продукт	Вид	Артикул
The Gripper tray	Передний	SPD1414
The Gripper tray	Постериальный	SPD1415
The Gripper tray	¾ дуги	SPD1416
The Gripper tray	Большой дуговой	SPD1417
The Gripper tray	Полный дуговой	SPD1418
The Gripper tray	Безбоковой постериальный	SPD1541

Содержимое: 40 ложек в коробке.

Технология двойного прикуса Gripper одновременно захватывает нижнюю и верхнюю челюсть и место прикуса, обеспечивая лучшую точность и увеличивая надёжность.